

LIMITED WARRANTY

What does the Warranty Cover?

Pelstar LLC scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, prepaid and properly packed to Pelstar. If manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, customers' sole remedy will be repair or replacement of scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instruction, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

Call 1-800-815-6615 to get Warranty Service.

GARANTÍA LIMITADA

¿Qué Cubre la Garantía?

Las balanzas de Pelstar LLC están garantizadas a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de un (1) año. Si el funcionamiento del producto no fuese adecuado, regrese el producto a Pelstar con fletes prepagados y en un embalaje adecuado. Si el fabricante determinase la existencia de un defecto de fabricación o mano de obra, el remedio único será la reparación o remplazo de la balanza sin cargo alguno para el cliente. El replazo se realizará con un equipo o componente nuevo o remanufacturado. Si el productose encontrase fuera de producción se le remplazará con un producto similar del mismo o mayor valor. Todas las partes, incluyendo las partes separadas o remplazadas, están cubiertas únicamente durante el periodo original de la garantía.

¿Quién Está Cubierto?

El comprador original del producto debe poder comprobar la compra para hacer válida la garantía. Los distribuidores o minoristas de Pelstar no tienen derechos para alterar, modificar, o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

¿Quién Está Excluido?

La garantía no cubre el desgaste normal de las partes o daños como resultado de: Uso negligente o mal uso del equipo, uso de voltajes o corrientes inapropiadas, utilización contraria a las instrucciones de operación, abuso incluyendo modificaciones, daños en transporte, reparaciones o alteraciones no autorizadas. Más aún, la garantía no cubre sucesos naturales como fuego, inundaciones, huracanes o tornados. Esta garantía le dá a Ud. derechos legales específicos, puede tener además otros derechos que varían de país a país, estado a estado, provincia a provincia o jurisdicción a jurisdicción.

Llame a 1-800-815-6615 para obtener su servicio por garantía.

GARANTIE LIMITÉE

Que couvre la garantie?

A compter de la date d'achat, les pèse-personnes Pelstar LLC sont garantis contre les défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an. Renvoyez à Pelstar, port payé et bien emballé, le produit qui fonctionne mal. Si le fabricant constate un défaut de matériel ou de fabrication, le pèse-personne sera réparé ou changé sans aucun frais pour le client. Le remplacement se fera avec un produit ou composant neuf ou corrigé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement se fera par un appareil similaire d'une valeur égale ou supérieure. Les frais de toutes les pièces réparées ou changées sont couvertes seulement pour la période de garantie originale.

Qui est couvert par la garantie?

Le premier acheteur du produit doit avoir les pièces justificatives de l'achat lui donnant droit au service de garantie. Les concessionnaires ou les détaillants des produits Pelstar n'ont pas le droit de modifier ou de changer les termes et conditions de cette garantie.

Ce que la garantie ne couvre pas.

Votre garantie ne couvre pas une usure normale des pièces ou un dommage résultant des éléments suivants: négligence ou mauvais usage du produit, branchement sur un courant ou un voltage non approprié, usage non conforme au mode d'emploi, abus comprenant le fait de trifouiller l'appareil, le dommage occasionné pendant le transport, les réparations alternance sans autorisation. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme l'incendie, l'inondation, l'ouragan et la tornade. Cette garantie vous donne des droits légitimes spécifiques. Le client peut également bénéficier de certains autres droits qui varient selon les pays, les états, les provinces ou les juridictions.

Contactez le Service Garanties au 1-800-815-6615.

Healthometer®


7400 West 100th Place, Bridgeview IL 60455 • 1-800-815-6615

www.healthometermedical.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products Inc., Boca Raton, FL 33431

Healthometer®

OPERATING INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
MODE D'EMPLOI



DIGITAL SCALE

MODEL: 830KL

BALANZA DIGITAL

MODELO: 830KL

PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE


MODÈLE: 830KL

DIGITAL SCALE

MODEL: 830KL


USING THE SCALE

- 1: Set the KG/LB switch under the scale to correct setting.
- 2: Install a new 9 volt alkaline battery into the battery compartment in the scale base.
- 3: Place the scale on a hard and flat surface for best accuracy. Accuracy may be affected by very soft, deep pile carpets or rugs.
- 4: Step straight onto the scale. The display will show '00', then display weight.
- 5: Step off the scale to turn the scale off.
- 6: If weighed and a 'C' is displayed after the zero, weigh again for a more accurate reading.
- 7: Change battery when 'Lo' appears on the display.



INSTALLING BATTERY Use only 9V alkaline battery.

- 1: Turn scale over to back side of housing and open the battery cover by squeezing and lifting tab.
- 2: Pull battery connector clip through housing to expose the clip and wires.
- 3: Place a new 9V alkaline battery into holder slots of battery cover as shown on battery cover.
- 4: Connect battery to battery compartment, make sure the '+' and '-' are positioned correctly.
- 5: Replace battery holder.



Replace the battery when the display reads 'Lo'.

MAINTENANCE

- 1: If necessary to clean the scale, wipe the outside of the scale with a soft cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners. Never place the scale in water or spray with liquid.
- 2: This scale contains electronic parts. Use it carefully. Do not drop, kick or jump on it.
- 3: Do not store scale near chemicals, heaters or radiators.
- 4: Do not store scale on its side.
- 5: This scale is extremely sensitive weight device. Items such as clothing or towels placed or dropped on the scale may cause it to activate. In order to prevent run down of the battery, do not place anything on the scale.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY See back for details.


Not legal for trade.

BALANZA DIGITAL

MODELO: 830KL


USO DE LA BALANZA

- 1: Coloque el interruptor KG/LB bajo labalanza a la posición deseada.
- 2: Inserte una batería alcalina nueva de 9V en el compartimiento en la base de la balanza.
- 3: Instale la balanza sobre un piso plano y duro para alcanzar mejor exactitud. La exactitud puede verse afectada al colocar la balanza sobre alfombras o pisos blandos.
- 4: Pongasu peso directamente sobre la balanza. La pantalla de la balanza mostrará '00' y después el peso.
- 5: Baje de la balanza y apáguela.
- 6: Si después del pesaje la pantalla muestra una 'C' después de los ceros, pese nuevamente para una lectura más acertada.
- 7: Cambie la batería cuando la pantalla muestre 'Lo'.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA, Utilice únicamente baterías alcalinas de 9V.

- 1: Voltée la balanza para mostrar la parte inferior y abra el compartimiento de la batería oprimiendo y levantando la lengüeta.
- 2: Jale el conector de la batería a través de la cubierta de tal manera que el conector y los cables queden expuestos.
- 3: Coloqueuna batería alcalina nueva de 9V en los soportes de la batería en la cubierta comose muestra en la misma.
- 4: Conecte la batería en el compartimiento asegurándose que las conexiones '+' y '-' estén en su posición correcta.
- 5: Coloque el soporte de la batería.



Remplace la batería cuando lapantalla muestre 'Lo'.

MANTENIMIENTO

- 1: Si necesitase limpiar la balanza, limpie el exterior con un paño y detergente suaves. No utilice limpadores abrasivos. Nunca sumerja la balanza en agua ni utilice limpiadores por aspersión.
- 2: Esta balanza contiene partes electrónicas. Úsela con cuidado. Lo la deje caer, patée o salte sobre ella.
- 3: No guarde la balanza cerca de sustancias químicas, calentadores o radiadores.
- 4: No guarde la balanza colocada sobre uno de sus costados.
- 5: Esta balanza es un sistema de pesaje extremadamente sensible. Objetos tales como ropas o toallas colocadas o arrojadas sobre la balanza pueden causar su activación. Para evitar el denaje de la batería no coloque objetos sobre la balanza cuando no esté en uso.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO Detalles en laparte posterior.


Su utilización en el comercio no es legal.

PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE

MODÈLE: 830KL


USAGE DU PESE-PERSONNE

- 1: Un bouton KG/LB se trouve sous le pèse-personne. Sélectionnez la position voulue.
- 2: Placez une pile alcaline neuve de 9 volts dans son compartiment situé à la base du pèse-personne.
- 3: Posez le pèse-personne sur une surface dure et plate pour une meilleure précision. Les moquettes et tapis moelleux ou au poil épais affectent la précision des résultats.
- 4: Quand l'appareil est prêt pour usage, montez là-dessus et tenez-vous droit. L'écran indiquera '00', avant d'afficher le poids.
- 5: Le pèse-personne s'éteint lorsque vous redescendez.
- 6: Si, après la pesée, un 'C' s'affiche après le zéro, refaites l'opération pour une indication plus exacte.
- 7: Changez la pile lorsque l'écran affiche 'Lo'.



INSTALLATION DE LA PILE Utilisez seulement une pile alcaline de 9V.

- 1: Renversez le pèse-personne et dégagez le couvercle du compartiment de la pile en pressant la languette tout en la soulevant.
- 2: Tirez la cosse du connecteur de la pile pour dégager la cosse et les fils.
- 3: Placez une pile alcaline neuve de 9V dans le support pile du couvercle comme le montre le schéma.
- 4: Connectez la pile à son compartiment en respectant les pôles '+' et '-'.
- 5: Remettez le support pile en place.



Changez la pile lorsque l'écran affiche 'Lo'.

ENTRETIEN DU PESE-PERSONNE

- 1: Au besoin, nettoyez la partie externe du pèse-personne avec un chiffon moelleux et un détergent léger. Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs. Ne jamais plonger le pèse-personne dans l'eau ou l'asperger avec du liquide.
- 2: Ce appareil contient des pièces électroniques. Utilisez-le avec soin. Ne le laissez pas tomber; ne le tapez pas du pied; ne sautez pas dessus.
- 3: Ne le rangez pas à proximité des produits chimiques, des sources de chaleur ou des radiateurs.
- 4: Ne le placez pas sur le côté.
- 5: L'appareil est extrêmement sensible au poids. Le fait de placer ou de laisser tomber dessus des articles comme les vêtements ou les serviettes peut l'activer. Pour éviter l'épuisement de la pile, ne déposez pas des objets sur l'appareil.

GARANTIE UN AN Voir détails au verso.

Non légal pour le commerce.