

## LIMITED WARRANTY

### What does the Warranty Cover?

Pelstar LLC scales are warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, prepaid and properly packed to Pelstar. If manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, customers' sole remedy will be repair or replacement of scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All parts including repaired and replaced parts are covered only for the original warranty period.

### Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

### What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instruction, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

**Call 1-800-815-6615 to get Warranty Service.**

## GARANTÍA LIMITADA

### ¿Qué Cubre la Garantía?

Las balanzas de Pelstar LLC están garantizadas a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de un (1) año. Si el funcionamiento del producto no fuese adecuado, regrese el producto a Pelstar con fletes prepagados y en un embalaje adecuado. Si el fabricante determinase la existencia de un defecto de fabricación o mano de obra, el remedio único será la reparación o remplazo de la balanza sin cargo alguno para el cliente. El replazo se realizará con un equipo o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto se encontrase fuera de producción se le remplazará con un producto similar del mismo o mayor valor. Todas las partes, incluyendo las partes separadas o remplazadas, están cubiertas únicamente durante el periodo original de la garantía.

### ¿Quién Está Cubierto?

El comprador original del producto debe poder comprobar la compra para hacer válida la garantía. Los distribuidores o minoristas de Pelstar no tienen derechos para alterar, modificar, o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

### ¿Quién Está Excluido?

La garantía no cubre el desgaste normal de las partes o daños como resultado de: Uso negligente o mal uso del equipo, uso de voltajes o corrientes inapropiadas, utilización contraria a las instrucciones de operación, abuso incluyendo modificaciones, daños en transporte, reparaciones o alteraciones no autorizadas. Más aún, la garantía no cubre sucesos naturales como fuego, inundaciones, huracanes o tornados. Esta garantía le da a Ud. derechos legales específicos, puede tener además otros derechos que varían de país a país, estado a estado, provincia a provincia o jurisdicción a jurisdicción.

**Llame a 1-800-815-6615 para obtener su servicio por garantía.**

## GARANTIE LIMITÉE

### Que couvre la garantie?

A compter de la date d'achat, les pèse-personnes Pelstar LLC sont garantis contre les défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an. Renvoyez à Pelstar, port payé et bien emballé, le produit qui fonctionne mal. Si le fabricant constate un défaut de matériel ou de fabrication, le pèse-personne sera réparé ou changé sans aucun frais pour le client. Le remplacement se fera avec un produit ou composant neuf ou corrigé. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement se fera par un appareil similaire d'une valeur égale ou supérieure. Les frais de toutes les pièces réparées ou changées sont couvertes seulement pour la période de garantie originale.

### Qui est couvert par la garantie?

Le premier acheteur du produit doit avoir les pièces justificatives de l'achat lui donnant droit au service de garantie. Les concessionnaires ou les détaillants des produits Pelstar n'ont pas le droit de modifier ou de changer les termes et conditions de cette garantie.

### Ce que la garantie ne couvre pas.

Votre garantie ne couvre pas une usure normale des pièces ou un dommage résultant des éléments suivants: négligence ou mauvais usage du produit, branchement sur un courant ou un voltage non approprié, usage non conforme au mode d'emploi, abus comprenant le fait de trifouiller l'appareil, le dommage occasionné pendant le transport, les réparations alternance sans autorisation. De plus, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme l'incendie, l'inondation, l'ouragan et la tornade. Cette garantie vous donne des droits légitimes spécifiques. Le client peut également bénéficier de certains autres droits qui varient selon les pays, les états, les provinces ou les juridictions.

**Contactez le Service Garanties au 1-800-815-6615**

**Health o meter®**

7400 West 100th Place, Bridgeview IL 60455 • 1-800-815-6615

[www.healthometermedical.com](http://www.healthometermedical.com)

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products Inc., Boca Raton, FL 33431

# Health o meter®

OPERATING INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN  
MODE D'EMPLOI



**DIGITAL SCALE**

MODEL: 849KL

**BALANZA DIGITAL**

MODELO: 849KL

**PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE**


MODÈLE: 849KL

# DIGITAL SCALE

MODEL: 849KL

## USING THE SCALE

- 1: Set the KG/LB switch under the scale to correct setting.
- 2: Place the scale on a hard and flat surface for best accuracy. Accuracy may be affected by very soft, deep pile carpets or rugs.
- 3: At all times, step straight onto the scale, stand still and wait for your weight display.
- 4: Step off the scale, to turn off the scale.



## MAINTENANCE

- 1: If necessary to clean the scale, wipe the outside of the scale with a soft cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners. Never place the scale in water or spray with liquid.
- 2: This scale contains electronic parts. Use it carefully. Do not drop, kick or jump on it.
- 3: Do not store scale near chemicals, heaters or radiators.
- 4: Do not store scale on its side.
- 5: This scale is extremely sensitive weight device. Items such as clothing or towels placed or dropped on the scale may cause it to activate. In order to prevent run down of the battery, do not place anything on the scale.

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY


See back for details.

# BALANZA DIGITAL

MODELO: 849KL

## USO DE LA BALANZA

- 1: Coloque el interruptor KG/LB bajo la balanza a la posición deseada.
- 2: Instale la balanza sobre un piso plano y duro para alcanzar mejor exactitud. La exactitud puede verse afectada al colocar la balanza sobre alfombras o pisos blandos.
- 3: Póngase peso directamente sobre la balanza. Manténgase quieto y espere que su peso se despliegue en la balanza.
- 4: Baje de la balanza y apáguela.



## MANTENIMIENTO

- 1: Si necesitare limpiar la balanza, límpie el exterior con un paño y detergente suaves. No utilice limpiadores abrasivos. Nunca sumerja la balanza en agua ni utilice limpiadores por aspersión.
- 2: Esta balanza contiene partes electrónicas. Úsela con cuidado. Lo la deje caer, patée o salte sobre ella.
- 3: No guarde la balanza cerca de sustancias químicas, calentadores o radiadores.
- 4: No guarde la balanza colocada sobre uno de sus costados.
- 5: Esta balanza es un sistema de pesaje extremadamente sensible. Objetos tales como ropas o toallas colocadas o arrojadas sobre la balanza pueden causar su activación. Para evitar el denaje de la batería no coloque objetos sobre la balanza cuando no esté en uso.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO


Detalles en la parte posterior.

# PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE

MODÈLE: 849KL

## USAGE DU PESE-PERSONNE

- 1: Un bouton KG/LB se trouve sous le pèse-personne. Sélectionnez la position voulue.
- 2: Posez le pèse-personne sur une surface dure et plate pour une meilleure précision. Les moquettes et tapis moelleux ou au poil épais affectent la précision des résultats.
- 4: Quand l'appareil est prêt pour usage, montez là-dessus et tenez-vous droit. Ne bougez pas et attendez que votre poids s'affiche.
- 5: Le pèse-personne s'éteint lorsque vous redescendez.



## ENTRETIEN DU PESE-PERSONNE

- 1: Au besoin, nettoyez la partie externe du pèse-personne avec un chiffon moelleux et un détergent léger. Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs. Ne jamais plonger le pèse-personne dans l'eau ou l'asperger avec du liquide.
- 2: Ce appareil contient des pièces électroniques. Utilisez-le avec soin. Ne le laissez pas tomber; ne le tapez pas du pied; ne sautez pas dessus.
- 3: Ne le rangez pas à proximité des produits chimiques, des sources de chaleur ou des radiateurs.
- 4: Ne le placez pas sur le côté.
- 5: L'appareil est extrêmement sensible au poids. Le fait de placer ou de laisser tomber dessus des articles comme les vêtements ou les serviettes peut l'activer. Pour éviter l'épuisement de la pile, ne déposez pas des objets sur l'appareil.

## GARANTIE UN AN

Voir détails au verso.